

CARE D 75 Desinfektionsreiniger

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE D 75 Desinfektionsreiniger ist ein leicht alkalischer Seifenreiniger zur Desinfektion von Oberflächen und Böden in Küchen, Badezimmern, Büros, Gaststätten, Hotels, Sanitärräumen, Lebensmittelindustrie usw. **CARE D 75** Desinfektionsreiniger besitzt eine bakterizide Wirkung gegenüber grampositiven Mikroorganismen, sowie eine oberflächenaktive und ausgeprägte biozide Wirkung. Besonders wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren.

/ gebrauchsfertig

/ reinigt und desinfiziert

Anwendung

CARE D 75 Desinfektionsreiniger auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen und mit einem Lappen oder Schwamm reinigend verteilen. Anschließend ca. 15 – 20 Minuten einwirken lassen und danach gut mit Wasser nachspülen und Flächen trocken reiben.

Hinweise

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



KBN: CAREDES05